






**So teste ich mich  
selbst auf Coronai**




[www.indertalwiese.de](http://www.indertalwiese.de)





**1. Hände waschen**




**2. Nasenabstrich**



**3. vermischen**




**4. eine Minute warten**




**5. Tupfer ausdrücken**

**Klebefläche**



**Klebefläche**



entsorgen





6. Tupfer entsorgen




Kappe


7. Röhrchen fest verschließen




8. vier Tropfen




entsorgen




9. Röhrchen entsorgen




10. 15 Minuten warten



negativ



positiv




ungültig


11. Ergebnis ablesen

Klebefläche


Klebefläche



**entsorgen**




**12. Testkassette entsorgen**




**13. Hände waschen**

**So teste ich mich  
selbst auf Corona!**





[www.indertalwiesede](http://www.indertalwiesede)


**1. Hände waschen**




**2. Nasenabstrich**



**3. vermischen**




**4. eine Minute warten**




**5. Tupfer ausdrücken**

**Klebefläche**


**Klebefläche**



**entsorgen**




**6. Tupfer entsorgen**




**Kappe**


**7. Röhrchen fest verschließen**




**8. vier Tropfen**




**entsorgen**




**9. Röhrchen entsorgen**




**10. 15 Minuten warten**



**negativ**



**positiv**




**ungültig**


**11. Ergebnis ablesen**

**Klebefläche**


**Klebefläche**



**entsorgen**



**12. Testkassette entsorgen**



**13. Hände waschen**

© [www.materialwiese.de](http://www.materialwiese.de)

Illustrationen: Kate Hadfield <http://katehadfielddesigns.com>

Virus: Janina malt die Welt

Testkassette: eigene Zeichnung (urheberrechtlich geschützt)

Schriften: Brittney Murphy

Die Weitergabe und Verbreitung des Materials ist urheberrechtlich untersagt. Dies gilt insbesondere für soziale Netzwerke, Dropbox sowie alle anderen Plattformen und Internetseiten. Das Material darf ausschließlich für schulische und nicht kommerzielle Zwecke genutzt werden. Das Material darf nicht verändert werden. Bilder dürfen nicht kopiert oder per Screenshot weiterverwendet werden. Quellenangaben im Material dürfen nicht entfernt werden.

Das Material darf auch digital an Kinder und Eltern weitergegeben werden.

Solltest du auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, melde diese bitte unter folgender

Email-Adresse: [materialwiese@hotmail.de](mailto:materialwiese@hotmail.de)

